



Technický list

Real
profi
profesionální úklidová chemie

Název výrobku: **REAL PROFI LABORATORNÍ SKLO**



Popis výrobku: Tekutý mycí prostředek na laboratorní sklo, porcelán či jiné skleněné předměty se silným odmašťovacím účinkem.

Oblast použití: Speciální

Způsob použití: Pro přípravu mycí lázně dávkujte dle tabulky použití. Zvýšená teplota zlepšuje mycí a odmašťovací účinek. Po umytí je nutno opláchnout pečlivě čistou vodou. Není vhodný pro použití v laboratorních myčkách skla. U mytí laboratorních plastových výrobků je nutno dodržet doporučení výrobce, který udává odolnost daného plastu.

Dávkování:	Znečištění	slabé	Střední	silné
	Dávkování v ml/10 l	100	150	200
	pH pracovního roztoku	10,5 – 11,5		

Složení: Voda, fosforečnany 5% nebo více, avšak méně než 15%; EDTA a její soli méně než 5%; hydroxid draselný; aniontové povrchově aktivní látky méně než 5 %; pomocné látky.

Skladování: Od +5°C do 25°C, vyvarovat se přímému slunečnímu záření a mrazu.

Vzhled	viskózní nažloutlá kapalina
pH(1%roztok, 20°C)	10,0 – 12,0

Hustota (g/cm ³ , 20°C)	1,13
------------------------------------	------

Fyzikálně –
chemické
vlastnosti:

Expirace: 18 měsíců od data výroby

Klasifikace: Informace ohledně bezpečného nakládání s prostředkem jsou uvedeny na etiketě a v bezpečnostním listu.

Logistika: 5 l HDPE bílý kanystr – 99 ks/paletu